

Pojemnik na mocz – kaczka męska 800ml, 1200ml i damska 600ml

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pojemnik na mocz – kaczka męska (plastikowa) - pomocna w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub półsiedzącej. Podziałka z boku pozwala na odczyt wydalonego moczu.

Pojemnik na mocz – kaczka męska 800ml

Właściwości:

Materiał: polipropylen

Kolor: bezbarwny

Waga: 90g (z zatyczką)



Pojemnik na mocz – kaczka męska 1200ml

Materiał: polipropylen

Kolor: bezbarwny

Waga: 90g (z zatyczką)



Pojemnik na mocz – kaczka damska 600ml



Materiał: polipropylen

Kolor: bezbarwny

Waga: 130g

